



## In-check Oral Technische specificaties

# In-check Oral

## Technische specificaties



### In-check Oral

Afmetingen	158 x 44 mm - zonder mondstuk, 205 x 44 mm - met mondstuk
Gewicht	85 g
Meetbereik	30 - 370 L/min
Betrouwbaarheid	10 % of $\pm$ 10 L/min
Reproduceerbaarheid	5 L/min

### Product Artikelnummers

In-check Oral	3109750
---------------	---------

### Disposable Inspiratory één-weg klep mondstukken

Adult (doos à 100 (5 x 20))	3122061
-----------------------------	---------

Adult (doos à 200)	3122063
--------------------	---------

Adult (doos à 500)	3122065
--------------------	---------

Paediatrische adapters (verpakking à 20)	3122120
--	---------

## Product informatie

In-check Oral is een draagbare inspiratoire flowmeter, die de inspiratoire flow tussen 30-370 l/min door de mond meet. Inspiratoire flows worden door artsen beschouwd als een gevoelige marker voor COPD-monitoring.

- Meet de inspiratoire flow door de mond
- Individueel gekalibreerd voor absolute nauwkeurigheid
- Ideaal hulpmiddel voor het screenen van COPD
- Lichtgewicht en makkelijk te gebruiken



Importeur & distributeur  
PT Medical BV  
Kapteynlaan 13  
9351 VG Leek  
Nederland  
T +31(0)594 - 587 280  
mail@ptmedical.nl  
www.ptmedical.nl