



## Instellen Internet Explorer i.v.m. ActiveX & Promedico ASP


- 1) Start Internet Explorer op.
- 2) Ga naar extra -> internet opties (figuur 1)
- 3) Klik op het tabblad beveiliging en kies vertrouwde websites (figuur 2)
- 4) Druk vervolgens in hetzelfde scherm op de knop "websites"
- 5) Vul in het venster websites nu het volgende in (figuur 3):  
**https://\*.promedico-asp.nl** en druk op "toevoegen". Druk daarna op "OK"
- 6) Druk nu op de knop "aangepast niveau", zet alle ActiveX instellingen op inschakelen (figuur 4) en druk op "OK". Geef als antwoord bij de waarschuwing "Ja".
- 7) Druk in het venster internet-opties op "OK"
- 8) Sluit alle vensters van Internet Explorer en start opnieuw Promedico ASP. Alles moet nu werken.




Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4