

SunTech® Tango+ bloeddruk monitor

Nauwkeurig handsfree meten tijdens inspanningstesten.

Dankzij de Tango®+ automatische bloeddrukmonitor kunt u zich tijdens inspanningstesten volledig richten op uw patiënt en verliest u geen waardevolle tijd met het uitvoeren van handmatige metingen.

Met Tango+ kunt u bloeddrukmeting en SpO₂ toevoegen aan uw inspannings-ECG-systeem om zo een compleet en volledig geïntegreerd diagnostisch testcentrum te creëren.

SunTech® *Tango+*
STRESS BP

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™



Specificaties

Bloeddrukmeting	Auscultatorische R-golfgating op basis van K-soundanalyse, voor alle statische & actieve fasen van inspanningstesten
Meetbereik:	Systolisch: 50-280 mmHg Diastolisch: 20-150 mmHg Hartslag: 40-200 spm
Interface	Te integreren met alle gangbare inspannings-ECG-systemen die gebruikmaken van RS-232- & ECG-aansluitingen
ECG-bron	Primair: via geïntegreerd inspannings-ECG-systeem of andere externe bron Secundair: interne ECG-optie op basis van V2, V6, RL
Voeding	Ingaand: 90-250 V AC bij 47-63 Hz; uitgaand: 9 V DC bij 3-4 A
Classificatie	Klasse II, continu
Meetintervallen	Op basis van geïntegreerd inspannings-ECG-systeem of andere externe bron, of met intervallen van 1-20 minuten
Afmetingen	22,8 x 15,9 x 9,7 cm
Gewicht	1,2 kg
Nauwkeurigheid	Vergelijkbaar met een getrainde waarnemer die gebruikmaakt van de auscultatiemethode met manchet/stethoscoop volgens ANSI/AAMI SP10:2002 + A1:2003
Normen	EN 60601-1, IEC 60601-2-30, IEC 60601-1-2 (EMC), EN 1060-1, EN 1060-3, UL 60601-1, IEC 60601-2-49, ISO 9919, CAN/CSA 22.2 601-1