

SunTech® 247 bloeddruk monitor

De Suntech® 247™ is een klinisch gevalideerde automatische bloeddruk monitor met de betrouwbaarheid van de traditionele meting met een stethoscoop.

Start een geautomatiseerde bloeddrukmetingen met één druk op de knop of kies ervoor te meten met een stethoscoop door gebruik te maken van de manuele functie bij patiënten met hartritmestoornissen of andere complexe behoeften.

De 247™ biedt alles wat u mag verwachten en wat nodig is voor nauwkeurige en betrouwbare bloeddrukmetingen.



SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™



De Suntech® 247™ is uit te breiden met een optionele SpO₂- (saturatie) en temperatuur module.

Specificaties

Bloeddrukmeting	Oscillometrisch
Meetbereik: Systolisch	60 - 270 mmHg
Diastolisch	30 - 170 mmHg
Hartslag	30 - 200 bpm
Bloeddruk meettijd	35 - 40 seconden
Nauwkeurigheid	Voldoet aan of overtreft AAMI SP10: 2002
Hartslag nauwkeurigheid	+/- 2% or +/- 3bpm
Temperatuur voorspelde tijd	10 - 15 seconden
Temperatuur bereik	30° C (86° F) tot 40° C (109.4° F)
Kalibratie nauwkeurigheid	+/- 0.1° C (+/- 0.2° F)
Probe & Probe Well	Oraal/Axillair (Blauw) Rectaal (Rood)
SpO ₂ Bereik	40 - 100%
Nauwkeurigheid	70 - 100% +/- 2 karakters

Artikelnummer	Systeem
3001018	Suntech 247 Bloeddruk monitor Tafelmodel (99-0070-00)
3001021	Suntech 247 Bloeddruk monitor Trolleymodel (99-0062-00)
3001026	Suntech 247 Bloeddruk monitor Wandmodel (99-0066-00)