

Modulair Diagnostisch Systeem
Met Bloeddruk, Temperatuur en SpO₂


SunTech® *247*TM
DIAGNOSTIC STATION

Start Met Bloeddruk & Voeg Extra Parameters Toe Wanneer Nodig



+ Klinisch gevalideerde automatische monitor
met de betrouwbaarheid van de traditionele
meting met een stethoscoop

+ Legt de basis voor toekomstige
uitbreiding

+ Opties

- Thermometer
- SpO₂ module
- Mobiele trolley
- Wandbevestigings systeem
- Tafel systeem
- Oplaadbare interne battery



SunTech® 247™ BP module in manuele mode

+ BP Specificaties:

- Bloeddruk Meting:** Oscillometrisch
- Meetbereik:** Systolisch: 60 - 270 mmHg
Diastolisch: 30 - 170 mmHg
Hartslag: 30 - 200 bpm
- Bloeddruk meettijd:** 35 - 40 seconds
- Nauwkeurigheid:** Voldoet of overtreft
AAMI SP10: 2002
- Hartslag nauwkeurigheid:** +/- 2% or +/- 3bpm

+ Thermometer Specificaties:

- Temp. voorspelde tijd:** 10 - 15 seconden
- Temperatuur bereik:** 30° C (86° F) tot 40° C (109.4° F)
- Kalibratie nauwkeurigheid:** +/- 0.1° C (+/- 0.2° F)
- Probe & Probe Well:** Oraal/Axillair (Blauw) Rectaal (Rood)

+ SpO₂ Specificaties:

- Bereik :** 40 - 100%
- Nauwkeurigheid:** 70 - 100% +/- 2 karakters

+ Artikel Nummer

- | + Artikel Nummer | + Omschrijving |
|------------------|--|
| 99-0064-00 | Batterij Mobiel Systeem, BP & SpO ₂ |
| 99-0065-00 | Wand systeem, BP, Temperatuur & SpO ₂ |
| 99-0066-00 | Wand systeem, BP |
| 99-0067-00 | Wand systeem, BP & Temperatuur |
| 99-0068-00 | Wand systeem, BP & SpO ₂ |
| 99-0069-00 | Batterij Tafel Systeem, BP, Temperatuur & SpO ₂ |

+ Omschrijving

+ Artikel Nummer

- | + Artikel Nummer | + Omschrijving |
|------------------|---|
| 99-0070-00 | Batterij Tafel Systeem, BP |
| 99-0071-00 | Batterij Tafel Systeem, BP & Temperatuur |
| 99-0072-00 | Batterij Tafel Systeem, BP & SpO ₂ |
| 98-0128-00 | Temperatuur Module |
| 98-0129-00 | SpO ₂ Module |

+ Omschrijving



PT Medical BV

Lorentzpark 12
9351 VJ Leek
Nederland
Tel: 31 (0) 594.587.280
Fax: 31 (0) 594.587.288
www.pt-medical.nl



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
+ 1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate,
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
UK
Tel: +44 (0) 1865.884.234
Fax: +44 (0) 1865.884.235

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Level 25, Bank of China Tower
1, Garden Road Central
Hong Kong
Tel: +852.2251.1949
Fax: +852.2251.1950

www.SunTechMed.com

