

## Portable Ultrasound

Bespaar tijd door gebruik te maken van echografie op de behandelplek.

De Signos® Personal Diagnostic Assistant is het kleinste en voordeligste echografiesysteem ter wereld. Dit unieke apparaat dat in uw hand past, weegt slechts 320 gram en is perfect voor het stellen van een diagnose op de behandelplek.

De Signos® maakt ultrasone technologie zo eenvoudig dat de meeste artsen binnen een uur in staat zijn om beelden met een hoge kwaliteit te verkrijgen. Bovendien is het apparaat zo klein dat het gemakkelijk in uw zak past of als een stethoscoop kan worden gedragen.

signos

signostics



### Specificaties

Gewicht	320 gram
Afmetingen	Displayeenheid: 11,5 x 7 x 2 cm (l x b x h) Displayscherm: 7 cm kleuren-lcd met hoge resolutie Sonde: 16 x 5 x 2,3 cm (l x b x h) Aansluitkabel: 85 cm lang
Transducers	3,5 MHz met één kristal 7,5 MHz met één kristal
Gebruikersinterface	Touchscreen met scrollwiel Alfanumeriek toetsenbord op het scherm Geschreven en gesproken aantekeningen mogelijk Optionele wachtwoordbeveiliging
Meting	4 Lineaire-afstandsmeters Ovaal & polygoon vlak/omtrek Volumemeting M-modus tijd Slagen per minuut (BPM)
Beeldopslag	2 GB microSD™ geheugenkaart (inbegrepen) Opslag voor 10.000 beelden
Software	SigViewer™ software (inbegrepen) Synchronisatie van beelden/data Database met zoek- en beheerfunctie Automatische updates