

# Mini-Wright Digitale Peakflowmeter



*Mini-Wright*<sup>™</sup>  
DIGITAL

De nieuwe Mini-Wright Digital is een peakflowmeter met digitale uitlezing. Naast de peakflow (PEF) kan de Mini-Wright Digital ook de FEV1 weergeven. Het ergonomische en compacte ontwerp zorgt er voor dat het apparaat comfortabel kan worden vastgehouden en eenvoudig is op te bergen.

Het bedienen geschiedt met één enkele knop. De Mini-Wright Digital heeft tevens een zone-functie, waarmee astma-management mogelijk wordt.

Het apparaat heeft een geheugen om 240 metingen in op te slaan. De peakflowmeter is waterdicht, zodat het apparaat zich gemakkelijk laat reinigen volgens de industriële standaard. De Mini-Wright Digital wordt geleverd met mondstukadapter, instructies en een peakflow-kalender.

## Specificaties:

<b>Voeding</b>	Lithium CR2032 inbegrepen, niet vervangbaar
<b>Display</b>	LCD
<b>Afmetingen</b>	29x44x114 mm
<b>Gewicht</b>	54 gram
<b>Voldoet aan</b>	ATS94BS EN 13826
<b>Nauwkeurigheid</b>	FEV1 +/- 3,5% PEF +/- 6% (25°C, 1013mBar, 50% Luchtvochtigheid)
<b>Bereik</b>	FEV1 0,6-8,0 liter PEF 60-850 L/min
<b>Resolutie</b>	FEV1 0,05 liter PEF 5 L/min
<b>Hoogte coëfficiënt</b>	0,62% per 100 meter
<b>BTSP</b>	3% wordt meegenomen in berekening
<b>Weerstand</b>	3,3kPa bij 800 L/min
<b>Zones</b>	Groen/geel drempel 80% geel/rood 60%
<b>Geheugen</b>	240 metingen
<b>Werkingstemperatuur</b>	15 tot 35°C aanbevolen
<b>Opslagtemperatuur</b>	-10 tot 50°C, 10-95% Luchtvochtig
<b>Productiestandaard</b>	ISO9001 EN 13485