



9550  
*Onyx II*



## Simply the best!

*De originele Nonin Onyx 9500 en de Onyx II 9550 vinger-pulsoximeters hebben electronica en sensor geïntegreerd en bieden zo een kostenbesparende oplossing voor spot-checks en het kort monitoren van zowel de zuurstofsaturatie als de hartslag. De betrouwbaarheid, kwaliteit en performance van de Onyx vinger-pulsoximeters zijn ongeëvenaard.*

*De Onyx is onmisbaar voor:*

- Ziekenhuizen
- Paramedici
- Revalidatie
- Thuiszorg
- Verpleeghuizen
- Tandartsen
- Eerstelijns zorg



# 9550 Onyx II

**The Best Just Got Better!**



De nieuwe Onyx II 9550 is klein, lichtgewicht en nog energiezuiniger. Het verbeterde ontwerp heeft een interne veer, een display met een grotere kijkhoek en de toegang tot de batterijen is verbeterd. Geen extra sensoren nodig, dus kostenbesparend. Wordt geleverd met een luxe draagtasje, draagkoord, batterijen en handleiding.

## Specificaties

Saturatie (%SpO <sub>2</sub> ) nauwkeurigheid bij 70-100%	0 - 100% +/- 2 digits
Hartslag nauwkeurigheid 20-250 bpm	18-321 BPM +/- 3%
Nummeriek display Pulssterkte	3 digit, LEDs driekleuren LED
Golflengte metingen Rood Infrarood	660 nm 910 nm
Temperatuur / Vochtigheidsgraad In werking	0 tot +40 °C 10% - 90%
Opslag/vervoer	-30 tot +50 °C 10% - 95%
Batterijen Levensduur	2 x AAA 21 uur continu, 2500 spot-checks
Afmetingen	3,32 x 5,63 x 3,22 cm
Gewicht Garantie	53,5 gram incl. batt. 2 jaar

# 9500 Onyx



De originele vinger-pulsoximeter. De Onyx is eenvoudig in gebruik, gaat automatisch aan/uit en werkt op vingers van zowel volwassenen als kinderen. De pulsindicator licht op in drie kleuren, waarmee de kwaliteit van de meting duidelijk zichtbaar is.

## Specificaties

Saturatie (%SpO <sub>2</sub> ) nauwkeurigheid bij 70-100%	0 - 100% +/- 2 digits
Hartslag nauwkeurigheid 20-250 bpm	18-300 BPM +/- 3% +/- 1 digit
Nummeriek display Pulssterkte	3 digit, LEDs driekleuren LED
Golflengte metingen Rood Infrarood	660 nm 910 nm
Temperatuur / Vochtigheidsgraad In werking	0 tot +50 °C 10% - 90%
Opslag/vervoer	-30 tot +50 °C 10% - 95%
Batterijen Levensduur	2 x AAA 18 uur continu 1600 spot-checks
Afmetingen Gewicht Garantie	3,3 x 5,7 x 3,3 cm 60 gram incl. batt. 2 jaar



IMPORTEUR:  
PT Medical B.V.  
Kapteynlaan 13  
9351 VG Leek  
The Netherlands  
T: +31(0)594 587 280  
F: +31(0)594 587 288  
www.pt-medical.nl  
mail@pt-medical.nl

