



24-Uurs Ambulante
Bloeddruk Monitor

SunTech Bravo Mini

Het Bravo Mini-systeem van SunTech Medical® zet de norm op het gebied van 24-uurs ambulante bloeddrukmonitoring (ABPM).

Klinisch gevalideerd

Het Bravo Mini-systeem is onafhankelijk getest om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en prestatie-eisen van de British Hypertension Society, de European Society of Hypertension International en de ISO 81060-2-normen.

SunTech-bewegingstolerantie

De Bravo Mini maakt gebruik van de bewegingstolerante technologie van SunTech, waardoor betrouwbare metingen worden verkregen, zelfs tijdens beweging. De Bravo Mini is gevalideerd volgens het ISO 81060-2 ergometrieprotocol om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te garanderen.

Slim opblazen

Slim opblaasalgoritme dat het opblazen van metingen baseert op eerdere metingen om te beschermen tegen overmatig opblazen en superieur comfort voor de patiënt te bieden.



Orbit™ Blood Pressure Cuffs

De gepatenteerde Orbit-manchetten van SunTech zijn speciaal ontworpen voor ambulante bloeddrukbewakingstoepassingen. Deze manchet is ontworpen met een zachte hoes die zacht om de arm sluit om de manchet op zijn plaats te houden en langdurig comfort voor de patiënt te bieden.



AccuWin™ 4 SE Software

AccuWin 4 SE is een gebruiksvriendelijk, op Windows® gebaseerd programma dat configuratie, analyse, interpretatie en rapportage van ABPM-onderzoeken mogelijk maakt.



Visuele bloeddrukresultaten

Het unieke AccuWin™-rapport maakt de communicatie met patiënten eenvoudig en effectief, met een eenvoudige rood-groene grafische weergave van de gegevens van het bloeddrukonderzoek.

Automatische interpretatieve samenvatting

Ontcijfer snel gegevens en maak interpretatieve samenvattingen, volgens de:

- Geautomatiseerde analyse van ABP niveaus voor normaliteit
- normaliteit
- Wittejassensyndroom
- Nachtdipperstatus Client

Server system

Krijg toegang tot patiëntinformatie vanuit uw hele netwerk, waarbij patiëntgegevens veilig zijn opgeslagen op een netwerkserver.

Technische specificaties

Het Bravo Mini Systeem wordt geleverd met:

- USB-drive met AccuWin™ 4 SE (AW4 SE)-software, snelstartgids en gebruikershandleiding
- 2 Orbit™ ABPM-manchetten (maat 2 en maat 3), draagtas en patiëntenriem
- USB-interfacekabel
- Standaard 2 jaar garantie

Specificaties:

Validaties	BHS (A/A), ESH, ISO 81060-2:2013
Betrouwbaarheid	Hartslag nauwkeurig binnen +/-2 % of +/-3 bpm, afhankelijk van welke waarde het grootst is. Statische druk transducer: ±3 mmHg
BP Techniek:	Oscillometrie met stapsgewijze deflatie
BP Bereik: HR	25-260 mmHg
Bereik:	40-200 slagen per minuut
Sampling Periods:	4 instelbaar (wakker, slapend en 2 speciaal)
Tijds Intervals:	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 en 120 min.
Data Storage:	Flash-geheugen, slaat maximaal 250 meetwaarden op USB 3.0 (USB-C)
Data Transfer:	
Voeding	Twee AA-batterijen
Gewicht:	233 gram, inclusief batterijen
Afmetingen:	100 mm x 70 mm x 30 mm
PC Vereisten:	USB poort, Windows® 7 of hoger
Bedienings condities:	10° C (50° F) to 50° C (122° F) 20-95 % RH non-condensing
Shipping/Opslag Condities:	-20° C (-4° F) to +70° C (+158° F) 15-95 % RH non-condensing

SUNTECH

With more than 30 years dedicated to developing our world-class blood pressure technology, we are confident that we don't miss a beat - so you won't either. It's our legacy. It's SunTech Medical. It's The Difference In Clinical Grade.



Voor Benelux:
Importeur & distributeur
PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG Leek
Nederland
T +31(0) 594 587 280
mail@pt-medical.nl
www.pt-medical.nl



SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560-8394, USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com



EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

