

NAUWKEURIGHEID WAAR U OP KUNT REKENEN

Onyx® Vantage 9590

Vingerpulsoximeter



Verkrijgbaar in zwart,
blauw en rood



Draagtas



Lanyard koord



Protective Case

Wanneer u snel beslissingen moet nemen, heeft u geen tijd om te twijfelen aan de nauwkeurigheid van uw pulsoximeter. U kunt vertrouwen op de Onyx® Vantage -met PureSAT®- technologie van Nonin Medical om snel en nauwkeurig SpO₂ - en pulsfrequentiemetingen te registreren – zelfs bij patiënten waar lage perfusie een uitdaging is.¹ Nauwkeurigheid is belangrijk en de Onyx Vantage biedt nauwkeurige gegevens voor het nemen van de juiste beslissingen.¹

©2021 Nonin Medical, Inc. Alle handelsmerken zijn eigendom van Nonin Medical, Inc., tenzij anders aangegeven.



Betrouwbare meetwaarden voor betrouwbare beslissingen¹



Nauwkeurige metingen bij alle patiëntenpopulaties en bij alle huidpigmentaties^{2,3}



Nonin PureSAT®-technologie registreert SpO₂- en pulsfrequentiemetingen snel en nauwkeurig¹



Bestand tegen minimaal 50 keer vallen en overtreft de IP32-testvereisten voor het binnendringen van water⁴



De naar de arts gerichte, heldere LED maakt SpO₂- en pulsmetingen mogelijk vanuit elke hoek, onder alle lichtomstandigheden



Geschikt voor pediatrische tot volwassen patiënten; geschikt voor vingers, duimen of tenen van 8 mm tot 25,4 mm (0,3 tot 1,0 in.)



De driekleurige indicator-LED voor pulsqualiteit biedt een snelle beoordeling van de pulsqualiteit van de patiënt

Betrouwbare metingen in zelfs de moeilijkste omstandigheden¹

Gaat aan wanneer de pulsoximeter aangebracht wordt en gaat weer uit wanneer deze verwijderd wordt

Klein en draagbaar, weegt minder dan 500 gram

Biedt tot 6.000 spotchecks met twee AAA-batterijen

Inclusief een toonaangevende garantie van 4 jaar

Onyx® Vantage 9590



LED voor indicatie van pulsqualiteit

Automatisch aan/uit

1. Nonin Medical, Inc. Klinische gegevens in dossier.

2. Bickler, P. MD, et. Al. (2005) *Effects of Skin Pigmentation on Pulse Oximeter Accuracy at Low Saturation*. Anesthesiology Vol. 102, pp 715-9

3. Bickler PE, Feiner JR, Severinghaus JW (2007). *Dark Skin Decreases the Accuracy of Pulse Oximeters at Low Oxygen Saturation: The Effect of Oximeter Probe Type and Gender*, Anesthesiology. December;105(6): S18-S23.

4. <https://www.youtube.com/watch?v=OYEXFYISJys>

Nonin.com

Verenigde Staten
info@nonin.com
+1-763-553-9968

PT Medical BV
mail@ptmedical.nl
T +31(0) 594 587 280

