



GEMAAKT VOOR HELDEN

Onyx® II 9550

Militaire vingerpulsoximeter

De Nonin Onyx® II 9550 Vingerpulsoximeter is licht en duurzaam, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. De Onyx II 9550 is specifiek ontworpen als militair apparaat en heeft een groot aantal tests doorstaan— waaronder een hoogtetest, een test op omgevingsinvloeden, een trilproef en meer— om luchtwaardigheids-certificeringen van de U.S. Army en U.S. Air Force te verdienen.¹



Betrouwbaar en duurzaam in veeleisende omgevingen²



Heeft strenge tests doorstaan om luchtwaardigheidscertificeringen van de U.S. Army en U.S. Air Force te verdienen



Presteert bij alle huidpigmentaties en bij patiënten met een slechte doorbloeding³



Nonin PureSAT®-technologie registreert SpO₂- en pulsfrequentiemetingen snel en nauwkeurig²



De display is goed leesbaar in lichte en donkere omgevingen



Geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, voor meer veelzijdigheid en waarde



Voor een onopvallend gebruik worden de leds automatisch uitgeschakeld wanneer de vinger wordt verwijderd



De driekleurige indicatorled voor pulskwaliteit biedt een snelle beoordeling van de pulskwaliteit van de patiënt

Ontworpen voor blijvende waarde

Gaat automatisch aan en uit wanneer de vinger wordt geplaatst en verwijderd

Biedt ongeveer 10.000 steekproeven of 63 uur continu gebruik op twee AAA-batterijen

Batterijen gaan bij opslag minimaal 4 jaar mee

Inclusief een toonaangevende garantie van 4 jaar



Onyx® II
9550 voor de
vingertop

Led voor
indicatie van de
pulskwaliteit

Automatisch
aan/uit



Beschermende draagtas



Draagtas



Draagtas vingerpulsoximeter



Vingertop-lanyard

1. Luchtwaardigheidscertificering U.S. Army, 2006. Luchtwaardigheidscertificering U.S. Air Force, 2007.

2. Nonin Medical, Inc. Klinische gegevens in dossier.

3. Bickler, P. MD, et. Al. (2005) Effects of Skin Pigmentation on Pulse Oximeter Accuracy at Low Saturation. Anesthesiology Vol. 102, pp 715-9

Wilt u meer weten? Nonin.com



PT Medical BV
Nonin.com

mail@ptmedical.nl
info@nonin.com

+31(0) 594 587 280
+1-763-553-9968

CE 0123



Rx Only

