

FOCUS OP WAT HET BELANGRIJKSTE IS

WristOx₂[®] Model 3150 met Bluetooth[®] Low Energy

Om de pols gedragen puls oximeter



Draadloze connectiviteit



Compact ontwerp



Lange batterijduur

De WristOx₂ 3150 met Nonin PureSAT[®] SpO₂-technologie en Bluetooth[®] Low Energy (BLE) levert snelle en nauwkeurige metingen van zuurstofsaturatie en hartslag onder uitdagende omstandigheden, zoals lage perfusie en beweging¹. De WristOx₂ 3150 met BLE is compatibel met een breed scala aan Nonin PureLight[®]-sensoren en biedt continue, betrouwbare SpO₂-monitoring en gegevensregistratie². Toepassingen zijn onder andere zuurstofkwalificatie en slaapdiagnostische screenings thuis, in het ziekenhuis en in slaaplaboratoria.

©2023 Nonin Medical, Inc. Alle handelsmerken zijn eigendom van Nonin Medical, Inc. Tenzij anders vermeld.

Voor bewezen betrouwbaarheid, reken op Nonin.



De Memory Volume Indicator (MVI)-modus biedt een grafische weergave die aangeeft of er voldoende gegevens zijn vastgelegd



Gegevens kunnen via een USB-verbinding worden overgedragen naar nVISION® of draadloos naar de NoninConnect-app.



1080 uur niet-vluchtig geheugen met een bemonsteringsfrequentie van vier seconden



Betrouwbaar ontwerp en constructie, met 3 jaar garantie.



Exclusieve sensoren kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan de WristOx2 3150-oximeter voor optimaal comfort voor de patiënt



Langdurige batterijduur van 44 uur dankzij twee AAA-batterijen.

Ervaar de Nonin-kwaliteit en de betaalbaarheid

Klein formaat, draagbaar als een horloge met groot scherm en verbeterd sensor connector ontwerp

Draag de gegevens veilig en draadloos over naar de NoninConnect-app*, verkrijgbaar in de Apple Store of downloadbaar via een USB-kabel

Eén apparaat -inclusief sensor naar keuze en startpakket voor polsband- inclusief sensor naar keuze, drie polsbandjes, draagtas, USB-downloadkabel en nVISION®-software

WristOx2 Model 3150 met Bluetooth® Low Energy



WristOx2 Accessoires



8000S-W02 Reusable sensor

*De NoninConnect-app is niet goedgekeurd als medisch hulpmiddel

1,2. Nonin Medical, Inc. Gegevens in bestand.

Voor Benelux:
Importeur & distributeur
PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG Leek
Nederland

T +31(0) 594 587 280
mail@ptmedical.nl
www.ptmedical.nl

©2023 Nonin Medical, Inc. Alle handelsmerken zijn eigendom van Nonin Medical, Inc. Tenzij anders vermeld.
M-23-044-01

