

NM-700 ECG+SpO₂*

Telemetrie

* Optioneel Nonin Wristox

- 3, 6 of 12 leads
 - Kleine lichtgewicht transmitters
 - Aritmie, ST & SpO₂-alarmen
 - Ideaal voor hart en long revalidatie
 - Eenvoudig te bedienen
 - PC-based centraal station
 - Uitgebreide rapporten van activiteiten van de patiënten
 - Aritmiedetectie
 - Compatibel met NEMS
- Norav ECG Management System



Telemetry NM-700

Technische specificaties



Recorder	NR-314-T	NR-1207-3
ECG Lead cable	5 lead	4 lead IEC/AHA
Defibrillatiebescherming	Geen	Beveiligd tegen 360J ontlading
Signaal dynamisch bereik	10 mV	
DC max. invoer	± 800 mV	
Resolutie	12 bits (2.44 µV/LSB)	
ECG-samplingfrequentie	250, 500, 1000 samples per seconde	
Ingangsimpedantie	> 10 Mohm	
CMRR	> 90 dB	
Frequentiebereik (-3db)	0,05 – 260 Hz (bij 1000 samples/s) 0,05 – 65 Hz (bij 250 samples/s)	
Communicatie interface	Bluetooth 2.0+EDR, SPP, Class1 tot 200 m	
Batterij	1 x AA alkaline of oplaadbare NiMH	
Werking op batterij	Tot circa 7 uur met een alkaline batterij	
Afmetingen	92 x 75 x 23 mm	
Gewicht	103 gram zonder batterij	
Waterbestendigheid	IP 22	
Temperatuur tijdens gebruik	10 °C tot +45 °C	
Temperatuur opslag/transport	-20 °C tot +60 °C	
Vochtigheid tijdens gebruik	10 – 95 %	

*Specificaties kunnen wijzigen zonder aankondiging



PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG Leek
Nederland
Tel: +31 (0)594 587 280
mail@ptmedical.nl
www.ptmedical.nl



CE -2797



ECG Excellence

www.norav.com | info@norav.com