


Holter Monitor



25 YEARS IN
CARDIOLOGY

Holter ECG NH – 301

Norav's 12-3 lead holter-systeem beschikt over:

- Atriale fibrillatiedetectie
- 14 dagen opname mogelijkheid
- Uitstekende grafische afbeeldingen op het scherm
- Cloudanalyse
- Aritmie, ST, HRV & QT-analyse, uitgebreide rapporten afdrukken
- Interface met elektronische medische dossiers



Extra functies:

- Controleer ECG, sla op naar harde schijf. Rapporten exporteren
- Review en print trend
- Pacemaker detectie
- Recorder met een groot LCD-display voor het instellen (en voorvertonen) van ECG-gegevens
- Automatische en handmatige bewerking van patiëntgegevens
- Netwerk interface mogelijkheid
- Link naar ECG Database management (NEMS)
- DICOM-interoperabiliteit
- Controle van de draadloze verbinding op pc *4
- Draadloze overdracht van patiëntinformatie via pc naar de recorder *4
- Wanneer de analyse is voltooid, kan deze binnen enkele minuten na het downloaden worden afgedrukt
- Maximaal comfort voor de patiënt dankzij de kleine Holter ECG-recorder
- Uitgebreid en betrouwbaar Holter-rapport

*4 Behalve met NR - 302

	NR Options			
	NR-302	NR-314	NR-1207	NR-1207-3
Modules	✓	✓	✓	✓
Afmeting: 92 x 75 x 23 mm	✓	✓	✓	✓
Gewicht met één batterij: 126 g	✓	✓	✓	✓
Batterijtype: R06 / AA	✓	✓	✓	✓
Gebruiksduur voor langdurige ECG-opnamen:	48H	336H *1	336H *1 / 168H *2	
ECG-kanalen (ECG-kabel voor patiënt):				
3 kanalen (3 leadwires)	✓	✓	✓	✓
3 kanalen (5 leadwires)	✓	✓	✓	✓
3 kanalen (7 leadwires)	✓	✓	✓	✓
12 kanalen (10 leadwires)			✓	✓
ECG Analoge bandbreedte:	0,05 - 65 Hz	0,05 - 260 Hz		
ECG A2D-bits: acquisitie 24b / opslag 12b	✓	✓	✓	✓
ECG Sample Rate:	250	250, 500, 1000		
Lead OFF detectie:	✓	✓	✓	✓
Pacemaker detectie:	✓	✓	✓	✓
Ademhaling (variaties in thoraximpedantie): *3		✓	✓	✓
Accelerometer: *3		✓	✓	✓
Geheugencapaciteit:	512 MB	2 GB	2 GB	2 GB
Modus gegevensoverdracht:				
Memory Card	✓	✓	✓	✓
USB 2.0	✓	✓	✓	✓
Spraakopname: *3		✓	✓	✓
Draadloze overdracht van online ECG: Bluetooth® Klasse 1		✓	✓	✓
Gelijktijdige draadloze verzending van online ECG + Holter-opname				✓

*1 14 dagen bij gebruik van 3 kanalen, 250 s/sec & een lithium batterij

*2 7 dagen & 12 kanalen bij gebruik van een lithium batterij & 250 s/sec

*3 Feature zal ondersteund worden bij een toekomstige software versie

Specificaties kunnen wijzigen




PT Medical BV
 Kapteynlaan 13
 9351 VG Leek
 Nederland
 Tel: +31 (0)594 587 280
 mail@ptmedical.nl
 www.ptmedical.nl



www.norav.com info@norav.com

Cloud Holter Registratie Centrum



Zie ook onze andere ecg producten:

Resting 12 Lead ECG



Stress ECG



Telemetry ECG+SpO₂*

