


Larynxmaskers



PRO-Breathe PVC Disposable Larynxmaskers



PVC Disposable (Standard)

5[#] 70-100kg < 40ml














PVC Disposable (ArmourFlex)

5[#] 70-100kg < 40ml



- Strak geïntegreerd ontwerp** – Geeft een optimaal gevoel en minder risico op patiënttrauma
- Comfortabel gevormd** – Gemaakt van een zacht PVC
- Kleurgecodeerde eindconnectoren** – Herkenning tubemaat als tube reeds is ingebracht
- Duidelijk gemarkeerd inflatie volume met hulplijnen** – Om snel en gemakkelijk te kunnen inbrengen
- Eenvoudige tubemaat herkenning** – Duidelijk gemarkeerd op inflatie klep en tube
- Disposable** – Steriel; Helpt besmetting en kruisbesmetting te voorkomen
- Volledige reeks maten leverbaar**


De Armourflex® Versie – Veelzijdig en ideaal voor hoofd en nekoperaties, als ook tandheelkundige operaties. Opgebouwd over de gehele lengte met een close-wound roestvrij stalen veer, gegoten in de tube wat knikken, verdraaiing en occlusie voorkomt. De PVC Disposable Armourflex® reeks is beschikbaar in een volledig gamma van maten.

	PD-LA6310	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 1	Per 10 Stuks
	PD-LA6315	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 1.5	Per 10 Stuks
	PD-LA6320	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 2	Per 10 Stuks
	PD-LA6325	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 2.5	Per 10 Stuks
	PD-LA6330	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 3	Per 10 Stuks
	PD-LA6340	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 4	Per 10 Stuks
	PD-LA6350	PVC Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 5	Per 10 Stuks
	PAD-LA6310	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 1	Per 10 Stuks
	PAD-LA6315	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 1.5	Per 10 Stuks
	PAD-LA6320	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 2	Per 10 Stuks
	PAD-LA6325	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 2.5	Per 10 Stuks
	PAD-LA6330	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 3	Per 10 Stuks
	PAD-LA6340	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 4	Per 10 Stuks
	PAD-LA6350	PVC Disposable Versteigd Larynxmasker - Maat 5	Per 10 Stuks

PRO-Breathe Siliconen Disposable Larynxmaskers



Siliconen Disposable (Standard)

















Siliconen Disposable (ArmourFlex)




- Siliconen Disposable** – Geen compromis, gemaakt van special samengestelde medische kwaliteit, siliconen
- Uitstekende zacht siliconen afsluiting** – Het strak geïntegreerd ontwerp geeft een optimaal gevoel en minder risico op patiënttrauma
- Kleurgecodeerde eind-connectoren** – Herkenning tube maat als tube reeds is ingebracht
- Duidelijk gemarkeerd inflatievolume met hulplijnen** - Om snel en gemakkelijk te kunnen inbrengen
- Eenvoudige tubemaat herkenning** – Duidelijk gemarkeerd op inflatie klep en tube
- Disposable** – Steriel; Helpt (kruis)besmetting te voorkomen
- Volledige reeks maten leverbaar**

De Armourflex® Versie – Veelzijdig en ideaal voor hoofd en nekoperaties, als ook tandheelkundige operaties. Opgebouwd over de gehele lengte met een close-wond roestvrij stalen veer, gegoten in de tube wat knikken, verdraaiing en occlusie voorkomt. De PVC Disposable Armourflex® reeks is beschikbaar in een volledig gamma van maten.

	SD-LA6310	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 1	Per 10 Stuks
	SD-LA6315	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 1.5	Per 10 Stuks
	SD-LA6320	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 2	Per 10 Stuks
	SD-LA6325	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 2.5	Per 10 Stuks
	SD-LA6330	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 3	Per 10 Stuks
	SD-LA6340	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 4	Per 10 Stuks
	SD-LA6350	Siliconen Disposable Standaard Larynxmasker - Maat 5	Per 10 Stuks
	SAD-LA6310	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 1	Per 10 Stuks
	SAD-LA6315	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 1.5	Per 10 Stuks
	SAD-LA6320	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 2	Per 10 Stuks
	SAD-LA6325	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 2.5	Per 10 Stuks
	SAD-LA6330	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 3	Per 10 Stuks
	SAD-LA6340	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 4	Per 10 Stuks
	SAD-LA6350	Siliconen Disposable Verstevidg Larynxmasker - Maat 5	Per 10 Stuks

PRO-Breathe Siliconen Reusable Larynxmaskers



Siliconen Reusable (Standard)

5# 70-100kg H < 40ml

















Siliconen Reusable (ArmourFlex)

5# 70-100kg H < 40ml



Siliconen Reusable – Gemaakt van de hoogste medische kwaliteit, latexvrij, zacht siliconen
Uitstekende Pasvorm en afsluiting – Het strak geïntegreerd ontwerp geeft een optimale pasvorm. Het zachte siliconen geeft een uitstekende afsluiting en een maximale betrouwbaarheid.
Kleurgecodeerde eindconnectoren – Herkenning tube maat als tube reeds is ingebracht
Duidelijk gemarkeerd inflatievolume met hulplijnen – Om snel en gemakkelijk te kunnen inbrengen
Eenvoudige tubemaat herkenning – Duidelijk gemarkeerd op inflatie klep en tube
Autoclaveerbaar tot 40 keer – Geleverd met een registratiekaart
Volledige reeks maten leverbaar

De Armourflex® Versie – Veelzijdig en ideaal voor hoofd en nekoperaties, als ook tandheelkundige operaties. Opgebouwd over de gehele lengte met een close-wond roestrijf stalen veer, gegoten in de tube wat knikken, verdraaiing en occlusie voorkomt. De Siliconen Reusable Armourflex® reeks is beschikbaar in een volledig gamma van maten.

	SR-LA6310	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 1	Per Stuk
	SR-LA6315	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 1.5	Per Stuk
	SR-LA6320	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 2	Per Stuk
	SR-LA6325	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 2.5	Per Stuk
	SR-LA6330	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 3	Per Stuk
	SR-LA6340	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 4	Per Stuk
	SR-LA6350	Siliconen Reusable Standaard Larynxmasker - Maat 5	Per Stuk
	SAR-LA6310	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 1	Per Stuk
	SAR-LA6315	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 1.5	Per Stuk
	SAR-LA6320	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 2	Per Stuk
	SAR-LA6325	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 2.5	Per Stuk
	SAR-LA6330	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 3	Per Stuk
	SAR-LA6340	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 4	Per Stuk
	SAR-LA6350	Siliconen Reusable Verstevidg Larynxmasker - Maat 5	Per Stuk

De voordelen van de PRO-Breathe Larynxmaskers

Waarom PRO-Breathe® ?

Pro Breathe® larynxmasker zijn ontwikkeld door PROACT in samenwerking met Britse en Australische klinici en bieden een goede werking, betrouwbaarheid en een juiste prijs / kwaliteitverhouding!

Ontwikkeling op lange termijn heeft geresulteerd in de PRO-Breathe® reeks aan larynxmaskers welke een integraal onderdeel vormen van de complete PRO-Breathe® reeks aan Airway Management producten. The PRO-Breathe® reeks aan Larynxmaskers bieden de volgende voordelen.



...Uitstekende Kwaliteit

Het strakke ontwerp en de zorgvuldig uitgekozen en geoptimaliseerde materialen geven een maximale betrouwbaarheid van afsluiting. Wij zijn er van overtuigd dat dit significante klinische, economische voordelen en tijdsbesparing oplevert wanneer er wordt vergeleken met Airway producten van een lagere kwaliteit. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de PRO-Breathe® Larynxmaskers de eerste keer gelijk afsluiten en afgesloten blijven!

...Echte Keuze

De PRO-Breathe® reeks aan larynxmaskers bestaat uit een gamma van drie materialen - de PVC Disposable, de Siliconen Disposable en Siliconen Reusable. Elke groep is zowel in Standaard, als de verstevigde Armourflex® versie en in alle verschillende maten beschikbaar.



...Patiënt Veiligheid

PRO-Breathe® Larynxmaskers zijn conform de nieuwe aanbevelingen omtrent de duidelijkheid van de eind-connectoren, wat de patiëntveiligheid nog meer bevordert. Aan de basis van de eind-connector bevindt zich een uniek lotnummer ten behoeve van een eenvoudige traceerbaarheid..



...Nieuwe Ideeën

De tube-maat van de Larynxmaskers zijn duidelijk herkenbaar op de "pilot ballon", als wel op de verpakking en de tube zelf. Dit zorgt voor een snelle en simpele tube maat herkenning, ook al is de tube al geplaatst. Bovendien zijn alle PRO-Breathe® Larynxmaskers duidelijk voorzien van hulplijnen, volume ballon inflatie, gewicht v/d patiënt, "latex free" en indien van toepassing, "single patient use".



...Onze Uitdaging

De kwaliteit van alle PRO-Breathe® Larynxmaskers, is absoluut bijzonder. De PRO-Breathe® Larynxmaskers zijn met nieuwe constructie methoden ontwikkeld waardoor deze bijzonder gladde en niet traumatische montage overgangen bezitten. De PRO-Breathe® Larynxmaskers zetten duidelijk een nieuwe standaard binnen de industrie neer, probeer ze uit en ervaar het zelf.



...Echte Toewijding

Wij zijn er van overtuigd dat de PRO-Breathe® Larynxmaskers de wensen van de gebruikers beantwoorden. PT Medical heeft geïnvesteerd in een groter magazijn om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.



PRO-Breathe®
Reeks...

De complete oplossing
voor Airway Management



METAL MAX® Laryngoscopen
PRO-Breathe® Larynxmaskers
PRO-Breathe® Standaard ET Tubes
PRO-Breathe® Voorgevormde ET Tubes
PRO-Breathe® Tracheostomie Tubes / Maskers
PRO-Breathe® Guedel Tubes
PRO-Breathe® Endobronchiale Tubes
PRO-Breathe® Tubevoerders en Intubatievoerders
PRO-Breathe® Zuurstof Masker Sets
PRO-Breathe® Zuurstof Therapie Maskers
PRO-Breathe® Zuurstof Maskers
PRO-Breathe® Nasale Canules

De
PRO-Breathe®
Reeks

PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351VG Leek
Tel: +31 (0)594 587 280
Fax: 31 (0)594 587 288
www.pt-medical.nl
mail@pt-medical.nl