

Vergelijking handheld pulsoximeters

	 NONIN® 8500	 NONIN PalmSAT® 2500	 BCI® 3301	 Nellcor NPB-40®	 Nellcor OxiMax N-65™	 Datex-Ohmeda TuffSat®	 MINDRAY™ PM-50	 MINDRAY™ PM-60	 Beijing Choice MD300A	 Beijing Choice MD300I
Levensduur batterij volgens fabrieks specificaties*	100 Uur	80 Uur	24 Uur	19 Uur	19 Uur	17 Uur	15 Uur	36 Uur	24 Uur	30 Uur
Batterij verbruik Bij 100 uur	6 AA	5 AA	12 C-Cell	21 AA	24 C-Cell	24 AA	28 AA	9 AA	20 AA	8 AA
Gebruiks- kosten** Bij 100 uur	€ 7,50	€ 6,25	€ 27,00	€ 26,25	€ 30,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 11,25	€ 25,00	€ 10,00
Fabrieksgarantie	3 Jaar	3 Jaar	2 Jaar	2 Jaar	2 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	1 Jaar	1 Jaar
US Air Force, US Army Aeromedical Certification	Ja US Air Force	Ja US Army US Air Force	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Gebaseerd op de door fabrikanten gepubliceerde specificaties.

** Op basis van € 1,25 per AA alkaline batterij en € 2,25 per C-Cel alkaline batterij.

www.pt-medical.nl

©2009 Nonin Medical, Inc. Alle handelsmerken zijn het eigendom van Nonin Medical Inc. tenzij anders vermeld.

Nellcor NPB-40® en OxiMax N-65™ zijn geregistreerde handelsmerken van Nellcor Puritan Bennett Inc. TuffSat® is een geregistreerd handelsmerk van Datex-Ohmeda, Inc. BCI® 3301 is een gedeponeerd handelsmerk van Smiths Medical familiebedrijven. MINDRAY is een handelsmerk van Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd. Beijing type MD300A en MD300I zijn handelsmerken van Beijing Choice Electronic Tech Co., Ltd