



# SUNTECH<sup>®</sup> CT40<sup>™</sup>

BP + VITALS



## Modulaire Vital Signs

Bloeddruk, temperatuur en SpO<sub>2</sub>

Meer dan 30 jaar ervaring en ontwikkeling zorgt ervoor dat er met de gepatenteerde, world-class BP -technologie van Suntech, geen slag wordt gemist!

Het is SunTech Medical. **Het is het verschil in klinische kwaliteit.**

## SunTech CT40

De Suntech CT40 maakt gebruik van de marktleidende, klinisch-gevalideerde Advantage™ BP technologie, dit maakt de SunTech CT40 uniek in zijn soort.

Ontworpen om gemakkelijk in klinische workflows te worden opgenomen.

Door het modulaire ontwerp kunt u pulsoximetrie en thermometrie modules toevoegen wanneer u dat wilt, op basis van de behoeften van uw patiënten.

**Betrouwbaarheid:** Manual SphygMode™ voor real-time controle van BP metingen zonder verwijderen van de manchet

**Nauwkeurigheid:** Aanpasbare BP gemiddelden protocol voor accurate, consistente metingen

**Connectiviteit:** Overdracht van gegevens met behulp van IHE protocollen, netwerkverbinding via de ingebouwde ethernet of optionele Wi-Fi

**Flexibiliteit:** Modulair ontwerp voor de toevoeging van de optionele temperatuur en SpO<sub>2</sub> modules

**Eenvoud:** Intuïtieve gebruikersinterface met LCD display

### Kenmerken:

- Klinische gevalideerde Advantage™ BP-technologie
- Aan te passen BP gemiddelden protocollen (SPRINT aanbevolen)
- SphygMode™ voor real-time BP verificatie
- Gegevens overdracht via HL7
- Ingebouwd geheugen - om circa 99 sessies in kaart brengen
- Eenvoudige bediening via LCD-display
- LAN/Ethernet & 2 USB-poorten

### Opties & accessoires:

- IR thermometrie
- Covidien Filac® 3000 thermometrie
- Masimo SET® SpO<sub>2</sub>
- ChipOx Nellcor®-compatibele SpO<sub>2</sub>
- Barcode scanner
- Verrijdbare trolley
- Printer
- Wifi



Masimo SET® SpO<sub>2</sub>



Covidien Filac® 3000  
thermometrie



ChipOx Nellcor®-  
compatibele SpO<sub>2</sub>



IR thermometrie



Wifi

Vrijrijdbare trolley

Printer



Barcode  
scanner



## Beperkte garantie

SunTech Medical, Inc. beperkte garantie vanaf factuurdatum:

Main unit, SpO <sub>2</sub> modules en temp modules:	3 jaar
OPD bloeddrukmanchetten:	2 jaar
Accessoires (SpO <sub>2</sub> sensoren, temp sondes, BP slang, etc):	90 dagen

Masimo® and SET® are registered trademarks of Masimo Corporation.  
Covidien® and FILAC® are registered trademarks of Covidien AG Corporation.  
Nellcor® is a registered trademark of Covidien LP Limited Partnership.



Voor Nederland  
Importeur & distributeur  
PT Medical BV  
Kapteynlaan 13  
9351 VG LEEK  
Nederland  
T 0594-587 280  
F 0594-587 288  
mail@ptmedical.nl  
www.ptmedical.nl

**SUNTECH**®



82-0141-00 MA Rev. A