



## DispozABLE Spacer Technische specificaties

# DispozABLE Spacer

## Technische specificaties

# DispozABLE™ Spacer

DispozABLE Spacer	
Afmetingen	ø 84 mm x 107 mm
Gewicht	15 g
Volume	227 ml
Weerstand tot flow	Free flow

Prestatie data	
Fine particle dose (salbutamol):	
Vertraging 0 sec = 54.5 mcg (SD 4.8)	
Vertraging 1 sec = 37.7 mcg (SD 7.6)	

Product	Artikelnummer
DispozABLE Spacer (doos à 10)	3609550
DispozABLE Spacer (doos à 200)	3609551

## Product informatie

DispozABLE Spacer is ontworpen om aan een specifieke marktbehoefte te voldoen. Het is een goedkope, snel reagerende spacer voor het snel toedienen van medicatie. Het is ontworpen om direct uit de doos te worden gebruikt zonder reiniging in een noodsituatie. Bijvoorbeeld in een ambulance of school. DispozABLE Spacer moet worden gebruikt als eenmalige spacer. Het eenvoudige intuïtieve ontwerp maakt het ook voor niet-professionals mogelijk om snel te handelen. Op de Spacer staan duidelijke gebruiksinstructies, wat bijdraagt aan het gemak.

- Eenvoudig in gebruik
- Effectief
- Voor gebruik in spoed situaties: ambulance of school
- Eenvoudig te monteren
- Geen masker noodzakelijk
- Kan gebruikt worden met Tidal Breathing techniek in combinatie met de Flo-Tone



Importeur & distributeur  
 PT Medical BV  
 Kapteynlaan 13  
 9351 VG Leek  
 Nederland  
 T +31(0)594 - 587 280  
 mail@ptmedical.nl  
 www.ptmedical.nl