

# Ongeëvenaarde pulseoximetrie Prestaties en Waardes



WristOx<sub>2</sub> 3150 met BLE



WristOx<sub>2</sub>-sensor



WristOx<sub>2</sub>-accessoires

## WristOx<sub>2</sub>® Model 3150 met Bluetooth Low Energy (BLE)

### Polsmodel pulseoximeter

De WristOx<sub>2</sub> Model 3150 met BLE, uitgevoerd met de bewezen PureSAT® SpO<sub>2</sub>-technologie van Nonin Medical, geeft zeer nauwkeurige metingen binnen een grote reeks patiëntgroepen en instellingen.

De WristOx<sub>2</sub> Model 3150 met BLE is ideaal voor verschillende toepassingen, waaronder ambulante bewaking, draadloze bewaking op afstand en onderzoek gedurende de nacht. Hierbij kunt u de veelzijdigheid en betrouwbaarheid verwachten, die artsen van Nonin gewend zijn.

De **WristOx<sub>2</sub> 3150 met BLE**, het meest geavanceerde beschikbare polsmodel pulseoximeter, presteert beter en bevat functies voor betere rapportage.

# Voor bewezen prestaties kunt u rekenen op Nonin.

## Ervaar de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van Nonin

Compact formaat met een grote display en een verbeterd sensorcontact. Te dragen als een horloge.

Transfer veilig en draadloos gegevens naar de NoninConnectapp\*, beschikbaar via de Apple Store, of rechtstreeks downloaden naar nVISION via een USB-kabel

Uitstekend voor meerdere klinische toepassingen, zoals de zesminuten-wandeltest en nachtelijk slaaponderzoek

Betrouwbaar design en constructie – met een toonaangevende garantie van 3 jaar



\* De NoninConnect-app is niet gekeurd als medisch hulpmiddel

## Focus op het belangrijkste

### Klinische efficiëntie



De Memory Volume Indicator Mode (Modus voor geheugenvolume-indicatie) biedt verificatie van gegevens die zijn opgenomen tijdens onderzoek naar zuurstofkwalificatie en nachtelijk slaaponderzoek



1080 uur aan niet-vluchtig geheugen met een sample frequentie van vier seconden



Nonin's WristOx<sub>2</sub>-sensoren zijn exclusief ontworpen om te gebruiken met WristOx<sub>2</sub>-pulseoximeters en verkrijgbaar in drie maten.

### Kosteneffectiviteit



De WristOx<sub>2</sub> Model 3150 met BLE is een ideale keuze voor toepassingen waarbij kleine, draagbare oximetrie nodig is



Batterijen gaan 44 uur lang mee



In twee varianten beschikbaar:

**WristOx<sub>2</sub> 3150BLE:** bevat een sensor en een polsband

**WristOx<sub>2</sub> 3150BLE Starterskit:** bevat een sensor, drie polsbanden, een USB-downloadkabel en nVision download software

#### Nonin Medical, Inc.

13700 1st Avenue North  
Plymouth, MN • 55441-5443 • VS

Tel: +1.763.553.9968 1.800.356.8874

Fax: +1.763.577.5521

Email: [info@nonin.com](mailto:info@nonin.com)

#### PT Medical BV

Kapteynlaan 13  
9351 VG Leek • Nederland  
The Netherlands

T +31(0)594 - 587 280

[mail@ptmedical.nl](mailto:mail@ptmedical.nl) | [ptmedical.nl](http://ptmedical.nl)



[nonin.com](http://nonin.com)



©2018 Nonin Medical, Inc. Alle handelsmerken zijn eigendom van Nonin Medical, Inc. tenzij anders aangegeven.  
M-18-037-01-107

CE 0123 

UL 60601-1  
30EM

Allen Rx