



SunTech[®] CT40[™]

BP + VITALS



Modulaire Vital Signs

Bloeddruk, temperatuur en SpO₂

Meer dan 30 jaar ervaring en ontwikkeling zorgt ervoor dat er met de gepatenteerde, world-class BP -technologie van Suntech, geen slag wordt gemist!

Het is SunTech Medical. **Het is het verschil in klinische kwaliteit.**

SunTech CT40

De Suntech CT40 maakt gebruik van de marktleidende, klinisch-gevalideerde Advantage™ BP technologie, dit maakt de SunTech CT40 uniek in zijn soort.

Ontworpen om gemakkelijk in klinische workflows te worden opgenomen.

Door het modulaire ontwerp kunt u pulsoximetrie en thermometrie modules toevoegen wanneer u dat wilt, op basis van de behoeften van uw patiënten.

Betrouwbaarheid: Manual SphygMode™ voor real-time controle van BP metingen zonder verwijderen van de manchet

Nauwkeurigheid: Aanpasbare BP gemiddelden protocol voor accurate, consistente metingen

Connectiviteit: Overdracht van gegevens met behulp van IHE protocollen, netwerkverbinding via de ingebouwde ethernet of optionele Wi-Fi

Flexibiliteit: Modulair ontwerp voor de toevoeging van de optionele temperatuur en SpO₂ modules

Eenvoud: Intuïtieve gebruikersinterface met LCD display

Kenmerken:

- Klinische gevalideerde Advantage™ BP-technologie
- Aan te passen BP gemiddelden protocollen (SPRINT aanbevolen)
- SphygMode™ voor real-time BP verificatie
- Gegevens overdracht via HL7
- Ingebouwd geheugen - om circa 99 sessies in kaart brengen
- Eenvoudige bediening via LCD-display
- LAN/Ethernet & 2 USB-poorten

Opties & accessoires:

- IR thermometrie
- Covidien Filac® 3000 thermometrie
- Masimo SET® SpO₂
- ChipOx Nellcor®-compatibele SpO₂
- Barcode scanner
- Verrijdbare trolley
- Printer
- Wifi



Masimo SET® SpO₂



Covidien Filac® 3000
thermometrie



ChipOx Nellcor®-
compatibele SpO₂



IR thermometrie



Wifi

Vrijrijdbare trolley

Printer



Barcode
scanner



Beperkte garantie

SunTech Medical, Inc. beperkte garantie vanaf factuurdatum:

Main unit, SpO ₂ modules en temp modules:	3 jaar
OPD bloeddrukmanchetten:	2 jaar
Accessoires (SpO ₂ sensoren, temp sondes, BP slang, etc):	90 dagen

Masimo® and SET® are registered trademarks of Masimo Corporation.
Covidien® and FILAC® are registered trademarks of Covidien AG Corporation.
Nellcor® is a registered trademark of Covidien LP Limited Partnership.

507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
SunTechMed.com

Voor Nederland
Importeur & distributeur
PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG LEEK
Nederland
0594-587 280 tel
0594-587 288 fax
mail@ptmedical.nl
www.ptmedical.nl


SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade™



82-0141-00 MA Rev. A